

ENBIO PRO

B CLASS



Con **ENBIO PRO** puede esterilizar herramientas sueltas o hasta **16 paquetes** a la vez, en **10 minutos**.



CALIDAD

Garantice el máximo nivel de seguridad para usted y sus clientes con tecnología suiza.



RAPIDEZ

Enbio PRO es el esterilizador más rápido del mercado.



ESPACIO

Ahorre tiempo y esterilice varios paquetes de herramientas al mismo tiempo - ¡hasta 16 paquetes a la vez!



SILENCIOSO

Produce menos ruido que las máquinas de café. Puede trabajar cómodamente.



AUTOMÁTICO

Se acabó el guardar e imprimir. Sus informes se guardan automáticamente en el USB insertado.



INTUITIVO

Sin programación. Sin tener que registrarse para proceder. Esterilización en sólo dos pasos: enciéndalo, elija el modo y utilícelo

Enbio PRO, como producto sanitario de clase IIb, cumple todos los requisitos relacionados con la directiva 93/42/CEE "Productos sanitarios".

Enbio PRO, como autoclave de clase B, cumple con todos los requisitos de la norma ISO EN13060 "Esterilizadores de vapor pequeños".

NAMRØL




PERFECCIÓN
CERTIFICADA



ESTERILIZACIÓN
CLASE B
(TIPO MÁS ALTO)



CERTIFICADO DE
DISPOSITIVO MÉDICO



134°C
FAST

10
min

134°C

19
min

121°C

30
min

134°C
PRION

45
min

El programa **PRION** se dedica como una de las etapas de descontaminación de objetos que se sospecha que han tenido o pueden haber tenido contacto con proteínas priónicas patológicamente alteradas (por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la EEB, etc.).

Parámetros del dispositivo **ENBIO PRO**


Alimentación	230V/50Hz
Potencia instalada	3250 W
Consumo máximo de energía	15A
Presión de trabajo	2,1 Bar
Presión máxima	2,3 Bar
Temp. máxima del proceso	138°C
Vol. de la cámara de proceso	5,3 l

Número máx. de paquetes	16
Peso máximo de la carga	0,8 kg
Peso	20 kg
Dimensiones	560 x 270 x 200 mm
Grado de protección	IP20
Archivo de datos del proceso	USB Drive
Conductividad (a 20°C) *	< 15 µS / cm

*agua desmineralizada o destilada

Enbio Care

Te cubrimos.



En caso de avería, entregaremos un
dispositivo de sustitución

Garantía en el sistema **puerta a puerta** (enviamos un dispositivo de sustitución).

NAMRØL

C. Drets Humans, 17-19
08870 Sitges, Barcelona, Spain

www.namrolgroup.com • export@namrol.com
Tel. : +34 938 113 688