


ENBIO[®]

B CLASS



reddot design award
winner

ENBIO_s es el único autoclave capaz de esterilizar sus herramientas a la perfección en **7 MINUTOS.**



CALIDAD

Garantice el máximo nivel de seguridad para usted y sus clientes con tecnología suiza.



RAPIDEZ

Enbio S es el esterilizador más rápido del mercado.



ESPACIO

Ahorre tiempo y esterilice varios paquetes de herramientas al mismo tiempo - ¡hasta 8 paquetes a la vez!



SILENCIOSO

Produce menos ruido que las máquinas de café. Ahora puede trabajar cómodamente.



AUTOMÁTICO

Se acabó el guardar e imprimir. Sus informes se guardan automáticamente en el USB insertado.



INTUITIVO

Sin programación. Sin tener que registrarse para proceder. Esterilización en sólo dos pasos: enciéndalo, elija el modo y utilícelo.

Enbio S, como producto sanitario de clase IIb, cumple todos los requisitos relacionados con la directiva 93/42/CEE "Productos sanitarios".

Enbio S, como autoclave de clase B, cumple con todos los requisitos de la norma ISO EN13060 "Esterilizadores de vapor pequeños".

NAMRØL





PERFECCIÓN
CERTIFICADA



ESTERILIZACIÓN
CLASE B
(TIPO MÁS ALTO)



CERTIFICADO DE
DISPOSITIVO MÉDICO



134°C
FAST

7
min

134°C

15
min

121°C

30
min

Parámetros del dispositivo ENBIO®


Alimentación	220-230V AC / 50/60Hz
Potencia instalada	2250 W
Consumo máximo de energía	15A
Presión de trabajo	2,1 Bar
Presión máxima	2,3 Bar
Temp. máxima del proceso	137°C
Vol. de la cámara de proceso	2,7 l

Número máx. de paquetes	8
Peso máximo de la carga	0,5 kg
Peso	15 kg
Dimensiones	560 x 250 x 160 mm
Grado de protección	IP20
Archivo de datos del proceso	USB Memory stick
Conductividad (a 20°C) *	< 15 µS / cm

*agua desmineralizada o destilada

Enbio Care

Te cubrimos.



En caso de avería, entregaremos un
dispositivo de sustitución

Garantía en el sistema **puerta a puerta** (enviamos un dispositivo de sustitución).

NAMRØL

C. Drets Humans, 17-19
08870 Sitges, Barcelona, Spain

www.namrolgroup.com • export@namrol.com
Tel. : +34 938 113 688